

COMO UTILIZAR LA ALMOHADILLA TÉRMICA COMFORT HEAT DE APAGADO AUTOMATICO

Para los modelos con el protector de tela desprendible, póngalo en una superficie plana con la cara impresa hacia arriba. Inserte la almohadilla de vinilo en el protector de tela cerciorándose de que el cordón eléctrico y el control estén fuera del protector de tela. Encaje a presión el protector de tela cerrado.

ADVERTENCIA: Nunca utilice este tipo de almohadilla sin el protector de tela.

1. Enchufe en un tomacorriente de C/A 120V.
2. Para encender, presione el botón que dice "PUSH". Su almohadilla térmica no se enciende hasta que usted presione el botón.
NOTA: Si el indicador de calor no se enciende o no permanece encendido, el enchufe puede no estar firmemente y totalmente conectado. Desenchufe del tomacorriente y compruebe la conexión de la almohadilla y enchufe en el tomacorriente de nuevo.
3. Permita que la almohadilla térmica precaliente por varios minutos. Su almohadilla se ha diseñado para darle el calor máximo, según los estándares de UL.
4. Seleccione de los 4 ajuste del calor presionando el botón "PUSH" sucesivamente para alcanzar el calor deseado.
5. Para apagar su almohadilla térmica usted debe seleccionar los ajustes de calor con el control, presionando el botón seguidamente hasta que se apague.

OPCION DE CALOR HUMEDO

Su almohadilla térmica viene con una esponja antimicrobial por separado.

- Moje la esponja en agua tibia hasta que se sature.
- Escurra ligeramente el exceso de agua.
- Coloque la esponja encima de la almohadilla térmica y deslice el protector de tela sobre la almohadilla térmica. Cierre inmediatamente.
- Enchufe en un tomacorriente de la C/A 110-120V. Fije el control al ajuste deseado de calor.
- Guarde su esponja antimicrobial en un lugar fresco y oscuro después de cada uso.

INSTRUCCIONES PARA LAVAR EL PROTECTOR DE TELA

- Desconecte la almohadilla del tomacorriente y quite el protector de tela.
- Lave en lavadora o a mano; utilice un detergente suave. Lave con agua fría solamente.
- Puede colgar el protector de tela o lo puede secar en la secadora en el ciclo frío.

HOW TO USE YOUR COMFORT HEAL AUTO-OFF HEATING PAD

For models with a removable cloth cover, lay cloth cover on a flat surface with the printing face up. Insert the vinyl pad into the cover, making sure the cord and the control remain on the outside of the cover. Snap the cover closed.

WARNING: Never use this type of pad without the cloth cover.

1. Plug supply cord into 120V AC electrical outlet.
2. To turn pad on, press Push-Button. The heating pad will NOT turn on until you press the Push-Button.
NOTE: If the heat level indicators do not light up or stay on, the plug of control connector may not be firmly or completely connected. Unplug cord from wall outlet, check the pad connection and plug safety cord into outlet again.
3. Allow pad to preheat for several minutes. The heating pad has been designed to meet the maximum heat output according to UL standards.
4. Select from 4 heat settings by pressing Push-Button successively to achieve desired heat level.
5. To turn pad OFF, you must scroll through the remaining heat setting by pressing the Push-Button sequentially.

Using Moist Heat Option

The heating pad comes with a separate anti-microbial sponge for moist heat.

- Run warm water over sponge until it is thoroughly saturated.
- Gently wring out excess water.
- Place the sponge on top of the heating pad and slip the cloth over the heating pad. Snap cover closed.
- Plug into a 110-120 Volt AC electrical outlet
- Set control to the desired heat.
- Store the anti-microbial sponge in a cool, dark, place after each use.

Fabric Cover Washing Instruction

- Disconnect pad from outlet.
- Remove cover from pad
- Machine or hand wash; use mild detergent. Wash with cool water only.
- Hang to dry or machine dry on gentle, cool cycle.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
DO NOT DESTROY THIS MANUAL

DANGER: TO REDUCE THE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

1. Read all instructions
2. Do not use while sleeping.
3. Do not use on an infant or an animal.
4. This pad is not to be used on or by an invalid, an unconscious person or a person with poor blood circulation.
5. Do not use on areas of insensitive skin.
6. Check skin under pad frequently. Burns can occur regardless of control setting.
7. Never use pad without cover in place.
8. Do not use in oxygen enriched environment.
9. Do not use pins or other metallic means to fasten pad in place.
10. Do not sit on or crush pad. Avoid shape folds while using pad.
11. Never pull this pad by the supply cord.
12. Do not use the cord as a handle.
13. Carefully examine inner cover before each use. Discard the pad if inner covering shows any signs of deterioration.
14. This unit should not be used by children without adult supervision.
15. Use this pad only on a 110-120 volt ac circuit. Unplug when not in use.
16. Do not tamper with this pad in any way.
17. There are no user-serviceable parts. If for any reason this pad does not function satisfactorily, see warranty for consumer service information.
18. Do not use this pad with liniment, salve, or ointment preparations, especially ones that contain heat-producing ingredients. Skin burns could result.
19. Place pad on top of part of body needing heat.
20. Save these instructions.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). THIS PLUS FITS POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY INTO THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
NO DESTRUYA ESTE MANUAL

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O DAÑOS CORPORALES, ESTE PRODUCTO SE DEBE UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

1. Lea todas las instrucciones.
2. No utilizar mientras duerme.
3. No utilice con un recién nacido o con un animal.
4. Esta almohadilla térmica no debe ser utilizada por un inválido, una persona inconsciente o una persona con pobre circulación de sangre.
5. No utilice en áreas de la piel insensible.
6. Las quemaduras pueden ocurrir indiferente del ajuste del control. Revise su piel debajo de la almohadilla con frecuencia.
7. Nunca utilice la almohadilla térmica sin su protector de tela.
8. No utilice en un ambiente enriquecido con oxígeno.
9. No utilice alfileres u otros medios metálicos para sujetar la almohadilla en lugar.
10. No se siente encima, no la aplaste y evite doblar la almohadilla.
11. Nunca jale la almohadilla térmica por el cordón eléctrico.
12. No utilice el cordón eléctrico como manija.
13. Examine cuidadosamente el protector de tela internamente antes de cada uso. Deseche la almohadilla si el protector de tela muestra cualquier tipo de deterioro interno.
14. Esta unidad no debe ser utilizada por un menor de edad sin la supervisión de un adulto.
15. Utilice la almohadilla térmica solamente en un circuito de 110-120 voltios. Desenchufe cuando no esté en uso.
16. No trate de forzar esta almohadilla térmica de ninguna manera.
17. No hay piezas cambiables, si por cualquier razón esta almohadilla térmica no funciona satisfactoriamente, lea la garantía para información de servicio.
18. No utilice esta almohadilla térmica con linimento o preparaciones de ungüento, especialmente las que contienen ingredientes que producen calor, porque podrían causar quemaduras de la piel.
19. Coloque la almohadilla encima de la parte del cuerpo que necesita calor.
20. Guarde estas instrucciones.

ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO Y SOLO PUEDE USARSE EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO. SI EL ENCHUFE NO CABE COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI TODAVÍA NO CABE, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO. GUARDE ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD.